



HALO  
MEDICAL DEVICES

# Κατάλογος

---

HALO DIGITAL GONIOMETER  
& INCLINOMETER

# Γωνιόμετρο Halo

---

Ηλεκτρονικό Γωνιόμετρο επόμενης γενιάς HALO. Η νέα ,καινοτόμος και αποδεδειγμένη τεχνολογία για τη μέτρηση του εύρους κίνησης με χρήση λέιζερ για αποτελέσματα ακριβείας.



# Πληροφορίες

- Μεγαλύτερη ακρίβεια αξιολόγησης +/- 1 μοίρες.
- Μεγάλη ακρίβεια όταν 2 οι και περισσότεροι χρήστες μετράνε (βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα)
- Ταχύτερες μετρήσεις, ευκρινείς, μεγάλες οθόνες LCD - παρέχουν ανάγνωση για εσάς, χωρίς εικασίες.
- Το λέιζερ σας βοηθάει να μετρήσετε μεγαλύτερες επιφάνειες πχ όλο το πόδι
- Αντιβακτηριακή προστασία-κατασκευασμένη από προηγμένα υλικά νοσοκομειακής ποιότητας,





# POSTURAL ASSESSMENT

## Χρήστες

- Φυσικοθεραπευτές
- Ορθοπαιδικοί
- Εργοθεραπευτές
- Φυσίατροι
- Αθλητικές Ομάδες
- Παιδ΄΄ιατρος

THORACIC  
ROTATION



# Εκπαίδευση

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ  
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ  
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΣΗ



# Χαρακτηριστικά

---

Διαστάσεις (hκwxd): 87mm x 87mm x 19mm

Βάρος: 85g

Οθόνη LCD: Οθόνη οπίσθιου φωτισμού 2,4 ιντσών (διαγώνιος) με περιοχή προβολής 1,7 ιντσών x 1,3 ιντσών, με πλήρη έγχρωμη ανάλυση 240 x 302 pixel. Η οθόνη LCD είναι τύπου TFT

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Λέιζερ: Χαμηλή στάθμη, Κλάση 2, λέιζερ ασφαλούς δέσμης

Περίβλημα: Πολυανθρακικό ενσωματωμένο με αντιβακτηριακή προστασία

Φόρτιση: μέσω θύρας Micro USB ή τυπικού βύσματος τοίχου

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -40 ° C έως 80 ° C

Συμβατότητα: PC, Mac

Συμμόρφωση: Σχεδιασμένο για να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60601-1 και το σήμα CE της Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης

LOWER LIMB

# Έξτρα Υλικό

---

➤ [Βίντεο](#)

➤ [Scientific Evidence](#)

DORSI FLEXION



# Πληροφορίες

---

 [www.Physiomart.gr](http://www.Physiomart.gr)

Tel 210 9246 810

