


# Κατάλογος

---

POWER PLAY ICE & COMPRESSION  
THERAPY



# Άμεση Ανακούφιση και Αποκατάσταση

---

Κανένα άλλο σύστημα συμπίεσης και ψυχρής θεραπείας δεν τόσο εύκολο στη χρήση, και την ευελιξία του **PowerPlay** σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητά του. Ζυγίζει μισό κιλό περίπου και άρα είναι βολικό για ταξίδια , χρήση στο σπίτι ή το γραφείο αλλά και στο φυσικοθεραπευτήριο. Διαθέτει 3 θύρες που προσφέρουν ψύξη αλλά και διαλείπουσα συμπίεση για άμεση ανακούφιση των μυών και των αρθρώσεων .



# Ωφέλεια

Η ψυχρή θεραπεία έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική στη μείωση του πόνου, των μυϊκών σπασμών και του πρήξιμο σε τραυματισμένους ή υπερτασικούς αρθρώσεις και μυς. Το **PowerPlay** λαμβάνει αυτά τα οφέλη περαιτέρω προσθέτοντας ενεργή θεραπεία συμπίεσης για:

- Μιμείται τις φυσικές μυϊκές συσπάσεις του σώματος,
- Απομακρύνει το οίδημα από την τραυματισμένη περιοχή,
- Ενεργοποιεί την επούλωση των ιστών
- Αυξάνει τη ροή αίματος και την παροχή οξυγόνου
- Βοηθάει το λεμφικό σύστημα
- Μειώνει τον πόνο και την κούραση



# Χαρακτηριστικά

---

- Η συσκευή της αντλίας ζυγίζει λιγότερο από 0,5kg για την απόλυτη φορητότητα και ευκολία
- Παρέχει 4-8 ώρες συνεχούς χρήσης της μπαταρίας
- Διαθέτει 3 εξόδους για κρυοθεραπεία-πρεσσοθεραπεία, ώστε να γίνεται δυνατή η ταυτόχρονη θεραπεία σε 3 αθλητές/ασθενείς
- Ο χειρισμός είναι απλός με τεχνολογία one-touch
- Επιτρέπει τρεις ρυθμίσεις πίεσης (από 50mmHG μέχρι 70mmHg)
- Η διακοπτόμενη, διαδοχική πίεση κινείται από τα άκρα προς το κέντρο, ώστε να μεταφέρει το οίδημα και το πρήξιμο μακριά από τις αρθρώσεις και τους μύς
- Κάθε αεροθάλαμος περιλαμβάνει ένα επίθεμα gel και προαιρετικό ένθετο για προσθήκη πάγου
- Η τιμή του είναι πολύ χαμηλότερη από άλλων συσκευών πρεσσοθεραπείας, ώστε μας επιτρέπει να αποκτήσουμε πολλές συσκευές στην τιμή ενός ανταγωνιστικού προϊόντος.



# Kit & Τιμές

---

<b>Standard Kit</b> (Συσκευή PowerPlay , 2 κλασικές μανσέτες επιλογής του χρήστη , 1 καλώδιο σύνδεσης και τσάντα μεταφοράς )	999,00 €
<b>Pro Kit</b> (2 συσκευές Powerplay, 8 μανσέτες: Γόνατος, 360° Γόνατος, Ώμος, Ποδοκνημική, Αγκώνα, Δεξιού & Αριστερού Καρπού , 2 καλώδια σύνδεσης, 2 τσάντες μεταφοράς)	2299,00 €
<b>All Star Kit</b> (2 συσκευές Powerplay, 7 μανσέτες: 2 360° Γόνατος, 2 Ώμος, 2 Ποδοκνημική, 1 Αγκώνα ή Γόνατο , 2 καλώδια σύνδεσης, 2 τσάντες μεταφοράς )	2399,00 €

# All Star Kit

---



# Πληροφορίες

---

 [www.Physiomart.gr](http://www.Physiomart.gr)

 [www.powerplay.us/](http://www.powerplay.us/)

Tel 210 9246 810

